




# Console View

Solution de visualisation multimodalité

## Points Forts

- ✓ Recherche facile par date, modalité, nom du patient...
- ✓ Prend en charge DICOM Store, Print, Push, Query et Retrieve
- ✓ Visualisation multi-images ou d'extrait d'images
- ✓ Outils standard tels que fenêtrage, zoom, diaphragme, rotations, inversion vidéo
- ✓ Mesures telles que les distances, les surfaces et les mesures plus avancées :
  - Angle simple ou multi-Cobb sur les images reconstruites de la colonne
  - Gonométrie simple ou double sur les images reconstruites des membres inférieurs
  - Meary
  - Coxométrie
  - Dysplasie de la hanche
- ✓ Annotations possibles
- ✓ Impression Windows ou DICOM
- ✓ Gravure de CD ou de DVD
- ✓ Export Jpeg ou DICOM avec option d'anonymisation
- ✓ MIP/MPR Module

## Configuration Hardware recommandée

- ✓ Système d'exploitation : Windows 10 Professionel (64 bits)
- ✓ Espace disque:
  - 1 Go pour le logiciel
  - 500 Go pour le cache d'images
- ✓ Spécificités techniques:
  - 8 Go de RAM
  - Processeur Intel Core i5 de 8<sup>ème</sup> génération ou plus
  - SSD pcie NVME + HDD 7200 Rpm
  - Chipset intégré (Compatible OpenGL 3.1)
  - TCP/IP 1Gbps carte réseau

## Optimisation du flux de travail

